

NOMBRE
APELLIDO

Esquema inicial TP1: Soluciones

Ejemplo.

Objetivos:

- 1- Reconocimiento del material de laboratorio.
- 2- Preparación de soluciones, cálculos de concentración y expresión de resultados.
- 3- Estimación de la concentración de una solución utilizando una serie colorimétrica.

Lista de reactivos:

- sacarosa
- etanol (alcohol etílico)
- Solución madre de colorante comercial.


Lista de material a utilizar:



- probeta
- balanza
- varilla de vidrio
- termómetro
- pipetas aforadas
- matraces aforados
- tubos de ensayo
- gradilla.
- espátula analítica

Reacciones químicas involucradas: EN ESTE TP NO CORRESPONDE

BREVE ESQUEMA:



PARTE 1: Preparación sc. de sacarosa.






Repetir para la masa 2. $250 \text{ mg} = 0,25 \text{ g}$.

PART 2: preparación de una solución de etanol y H_2O .



2° Medir T de cada uno.


3° Mezclar





4° Agitar y medir T.

5° Anotar volumen final.


PART 3: influencia de la concentración sobre la intensidad del color.



Tomo con la pipeta 2mL de solución madre.



Agrego H_2O con piseta al matraz hasta el aforo.



- Realizar este procedimiento con todas las diluciones